

3M

Littmann®
Stethoskope

Zeit für ein neues
Auskultationserlebnis:

**Klarheit
durch
Präzision.**

Steigern Sie die Zuverlässigkeit bei der Patientenauskultation mithilfe des neuen 3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskops.

Entdecken Sie unsere bisher fortschrittlichste digitale Auskultationstechnologie. Jetzt gibt es alles, was Sie an Littmann Stethoskopen schätzen – hervorragende Akustik, Komfort und Qualität – mit bis zu 40-facher Verstärkung (bei Höchstfrequenz im Vergleich zum Analogmodus), aktiver Geräuschunterdrückung und Klangwellenvisualisierung per App.

Es ist Zeit, besser zu hören als jemals zuvor.

Hören auf einem ganz neuen Niveau.

3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskope

Komfort und Sicherheit.

Exzellente akustische Versiegelung bei optimalem Sitz: Unsere stabilen, aber sich sanft einpassenden Ohrrollen sorgen für ein verlässliches und komfortables Hören.

Besser hören als jemals zuvor

Bis zu 40-fache Verstärkung* und aktive Geräuscherdrückung zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.

**Die 40-fache Verstärkung basiert auf einem Vergleich zwischen analogem und elektronisch verstärktem Hören bei maximaler Lautstärke und Spitzenfrequenz (125 Hz).*

Hören Sie, wie Sie es möchten.

Schnelles Umschalten zwischen analogen und verstärkten Hörmodi - sowie die Verwendung von abstimmbaren Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks, um Töne im hohen und niedrigen Frequenzbereich zu hören.

Digital neue Details entdecken.

Konnektivität mit Eko Software, um das Visualisieren von Herzton-Wellenformen in Echtzeit zu ermöglichen. Als Bonus können Sie noch zusätzlich die Eko-KI zur Erfassung von Herztönen nutzen. (Anmeldung erforderlich**). Erfahren Sie mehr unter ekohealth.com/ai

Upgraden und besser hören als jemals zuvor: 3m.de/Littmann/CORE

Mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Erfassen


Speichern und kommentieren Sie 15, 30, 60 oder 120-sekündige Aufnahmen in gesicherter Umgebung.

Analysieren

Legen Sie Ihre eigene Audio-Bibliothek an Herztönen an, um den Krankheitsverlauf zu dokumentieren oder zu Schulungszwecken zu nutzen.

Teilen

Sicheres Teilen von Aufnahmen mit Kollegen.



Smart Device nicht im Lieferumfang enthalten.
**Erhältlich nur in den USA

© 2020 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Littmann, das L Littmann Logo, das L und Cardiology IV sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen von 3M. Die unberechtigte Verwendung ist untersagt. Unter Lizenz in Kanada verwendet.

Eko Marken, einschließlich CORE, sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen von Eko Devices Inc.



Listen first.

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11, 41453 Neuss
Telefon +49 (0)2131 14-0
Telefax +49 (0)2131 14 44 32
3mmedica.de/mmm.com
www.3M.de/Littmann

3M (Schweiz) GmbH
Medizin
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch/mmm.com
www.littmann.ch

3M Österreich GmbH
Medizin
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Telefon +43 (0)86 686-464
Telefax +43 (0)86 686-330
medizin-at@mmm.com
www.littmann.at